

## FUNKCE TĚLESNÝCH ANALYZÁTORŮ A VAH – srovnávací tabulka

modely vhodné pro domácí využití

<i>Funkce</i>	BC-1000	BC-601	BC-545N	BC-545	RD-545	RD-953	BC-401	BC-587	BC-543	BC-532	BC-570	BC-730	BC-731	BC-313	UM-076	HD-380				
celková hmotnost	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
% tělesného tuku u dětí a rozmezí zdravého tuku	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
% tělesného tuku u dospělých a rozmezí zdravého tuku	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
útrobní tuk	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
% tělesné tekutiny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
množství svalové hmoty	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
množství kostní hmoty	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
hodiny / kalendář			■	■	■															
kvalita svalové hmoty					■	■														
skóre svalové hmoty					■	■														
Úroveň fyzické kondice	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Bazální metabolismus – BMR	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
denní příjem kalorií (DCI)		■																		
Hodnota metabolického věku	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
index tělesné hmotnosti – BMI			■		■	■	■							■						
Funkce Fitplus pro ženy																				
segmentální analýza 8 elektrod	4	■	■	■	■	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ne			
Konektivita ANT+ / Bluetooth smart	■/ANT				■/BT	■/BT	■/BT													
SD karta		■																		
interní ukládání dat			■	■																
počet pamětí (uživatelů)	SW	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4					
automatické rozpoznání uživatele podle hmotnosti			■		■	■	■					■	■	■						
recall (zpětné prohlížení naměřených údajů)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
režim atlet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Pásma impedance 50kHz/ 6,25kHz	A/N	A/N	A/N	A/N	A/A	A/A	A/A	A/N	A/N	A/N	A/N	A/N	A/A	A/A	■					